

Stop Hémo

FR Stop Hémo®

COMPOSITION / PROPRIÉTÉS : alginat de calcium (issu d'algues marines)

- Arrête les saignements.
- Favorise la cicatrisation.

INDICATIONS : plaies du cuir chevelu, coupures de rasoir, écorchures, égratignures, érythèmes fessiers.

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES : Aucuns connus à ce jour.

INTERACTIONS : Stop Hémo POUDRE ne doit pas être utilisé avec des solutions alcalines, telles les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec du sérum physiologique (NaCl à 0.9%) avant d'appliquer Stop Hémo.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Stop Hémo POUDRE peut être utilisé pendant 6 mois après ouverture.

MODE D'UTILISATION : 1/ Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon ou une solution de NaCl à 0.9%, 2/ Saupoudrer Stop Hémo, 3/ L'excédent tombe naturellement.



DE Stop Hémo®

ZUSAMMENSETZUNG / EIGENSCHAFTEN: Kalziumalginat (aus Meeresalgen)

- Stillt die Blutung
- Fördert die Wundheilung


ANWENDUNGSGBIETE: Wunden der Kopfhaut, Rasierklingenschnitte, Schürfwunden, Kratzer, Windeldermatitis.

GEGENANZEIGEN UND UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN: Bisher keine bekannt.

WECHSELWIRKUNGEN: Stop Hémo PUDER darf nicht mit alkalischen Lösungen wie Natriumhypochloritlösungen oder Lösungen, die Chlorhexidin, Benzalkoniumchlorid oder Kupfersalze enthalten, verwendet werden. Wenn derartige Produkte auf der Wunde verwendet werden, zunächst gründlich mit physiologischer Clorexidina, benzalconio cloruro o sali di rame. Se questi prodotti vengono usati sulla ferita, sciacquarla abbondantemente con una soluzione fisiologica allo 0,9% Kochsalzlösung (0,9% NaCl) spülen, bevor Stop Hémo aufgetragen wird.

HINWEIS ZUM GEBRAUCH: Stop Hémo PUDER ist nach dem Öffnen 6 Monate lang verwendbar.

ANWENDUNG: 1/ Die Wunde mit Wasser und Seife oder mit physiologischer Kochsalzlösung (0,9%iges NaCl) reinigen, 2/ Stop Hémo auftragen, 3/ Überschüssiges Puder fällt von selbst ab.



IT Stop Hémo®

COMPOSIZIONE / PROPRIETÀ: alginato di calcio (da alghe marine)

- Arresta il sanguinamento
- Favorisce la cicatrizzazione

INDICAZIONI: ferite del cuoio capelluto, tagli di rasolo, spellature, graffi, eritemi da pannolino.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI INDESIDERATI: Nessuno noto ad oggi.

INTERAZIONI: Stop Hémo POLVERE non deve essere utilizzata con soluzioni alcaline, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio, o con soluzioni contenenti clorexidina, benzalconio cloruro o sali di rame. Se questi prodotti vengono usati sulla ferita, sciacquarla abbondantemente con una soluzione fisiologica allo 0,9% di NaCl prima di applicare Stop Hémo.

PRECAUZIONI D'USO: Stop Hémo POLVERE può essere usato per 6 mesi dopo l'apertura della confezione.

MODALITÀ D'USO: 1/ Pulire la ferita con acqua e sapone o una soluzione fisiologica di NaCl allo 0,9%, 2/ Spolverare Stop Hémo sulla ferita, 3/ La polvere in eccesso cade da sola.



- FR Hémostase et cicatrisation
- DE Blutstillend und wundheilend
- IT Emostasi e cicatrici
- NL Bloedstollend en helend
- GR Αιμόσταση και επούλωση
- PL Hemostaza i bliznowacenie
- EN Haemostasis and healing

8 G

Poudre
Pulver
Polvere
Poeder



σκόνη^η
Proszek
Polvere
Poeder